

PERIO TRAY® THERAPY BY PERIO PROTECT

HOMECARE GUIDE

TERAPIA PERIO TRAY® DE PERIO PROTECT

GUÍA PARA EL HOGAR

PerioProtect 

perioprotect.com

HG.2025/02



View our Patient
Resource Center



View our IFU video
on YouTube




Figure A



Figure B



Figure C

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Cut the tip of your Perio Gel® tube [A].
2. Place or hold the Perio Tray® open side up [B].
3. Apply a small, thin line across the tooth indentations [C].
4. Place the tray into your mouth so the tray covers all the teeth and fully seats in place. Spit out any excess medication.
5. Wear your trays for the time prescribed by your doctor. (Typically, 15 minutes per session)
6. After use, remove the trays. Brush your teeth to remove any excess medication.
7. Use your toothbrush to clean the trays and rinse them thoroughly with cold water. **DO NOT USE HOT WATER.**
8. Gently towel-dry your trays and return them to the storage case.



It is very important that you continue to brush and floss your teeth. If you experience any adverse reactions during Perio Tray® Therapy, discontinue use and contact your dentist.

INSTRUCCIONES DE USO



1. Corte la punta del tubo de Perio Gel® [A].
2. Coloque o sostenga la bandeja Perio Tray® con el lado abierto hacia arriba [B].
3. Aplique una línea pequeña y delgada a lo largo de las hendiduras de los dientes [C].
4. Coloque la bandeja en su boca de manera que cubra todos los dientes y se asiente completamente en su lugar. Escupa el exceso de medicamento.
5. Use las bandejas durante el tiempo que le indique su médico (normalmente, 15 minutos por sesión).
6. Después de usarlas, retire las bandejas. Cepille sus dientes para eliminar el exceso de medicamento.
7. Use su cepillo de dientes para limpiar las bandejas y enjuáguelas completamente con agua fría.
NO USE AGUA CALIENTE.
8. Seque suavemente las bandejas con una toalla y devuélvalas al estuche de almacenamiento.



Es muy importante que continúes cepillándote los dientes y usando hilo dental. Si experimentas alguna reacción adversa durante el tratamiento Perio Tray®, deja de usarlo y comunícate con tu dentista.

PERIO TRAY® WEARING INSTRUCTIONS

FOR PATIENTS DIAGNOSED WITH PERIODONTITIS

- 3 times a day for 15 minutes
- 2 times a day for 15 minutes
- 1 time a day for 15 minutes

FOR PATIENTS DIAGNOSED WITH GINGIVITIS

- 2 times a day for 15 minutes
- 1 time a day for 15 minutes

FOR MAINTENANCE

- 2 times a day for 15 minutes
- 1 time a day for 15 minutes

INSTRUCCIONES DE USO DE PERIO TRAY®

PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON PERIODONTITIS

- 3 veces al día por 15 minutos
- 2 veces al día por 15 minutos
- 1 vece al día por 15 minutos

PARA PACIENTES DISGNOSTICADOS CON GINGIVITIS

- 2 veces al día por 15 minutos
- 1 vece al día por 15 minutos

PARA MANTENIMIENTO

- 2 veces al día por 15 minutos
- 1 vece al día por 15 minutos